

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cfl1 Para Wb Y Elisa - P23528

Número de artículo: CM0020897



Introducción

CFL1 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo contra la cofilina-1 humana, validado para WB y ELISA. Detecta CFL1 humana, de ratón y de rata (predicha 19kDa), ideal para estudiar la dinámica de la actina, la migración celular y la organización del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CFL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CFL; cofilina; HEL-S-15; CFL1
Especie	Humana
GeneID (humano)	1072
GeneID	1072
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la CFL1 humana (NP_005498.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23528
Peso proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo