

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cfl2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y281

Número de artículo: CM0026036



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Cofilina-2 validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona con CFL2 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de dinámica de actina muscular y miopatía nemalínica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CFL2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NEM7; CFL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1073
GeneID	1073
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-166 de CFL2 humano (NP_068733.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y281
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo