


Anticuerpo Policlonal Anti-Cflip Para Wb, Elisa - 015519

Número de artículo: CM0023326



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra cFLIP humano (regulador de apoptosis similar a CASP8 y FADD) para Western blot, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	cFLIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CASH; FLIP; MRIT; CLARP; FLAME; cFLIP; Casper; FLAME1; c-FLIP; FLAME-1; I-FLICE; c-FLIPL; c-FLIPR; c-FLIPS; CASP8AP1
Especie	Humano
GeneID	8837
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 90-240 de cFLIP humano (NP_003870.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	015519
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo