


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Cfp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27918

Número de artículo: CM0027311



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a la Properdina humana (CFP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce humanos, ratón y rata. Inmunógeno recombinante. Para investigación de la vía alternativa del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CFP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BFD; PFC; PFD; PROPERDIN; CFP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5199
ID del Gen	5199
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-469 de la CFP humana (NP_001138724.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27918
Peso Molecular	51kDa
Envío	Bolsa de hielo