


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cftr Para Wb, If/Icc, Elisa - P13569

Número de artículo: CM0026556



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CFTR humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce CFTR humano, de ratón y de rata (~168 kDa). Ideal para la investigación de canales iónicos y fibrosis quística.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CFTR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CF; MRP7; ABC35; ABCC7; CFTR/MRP; TNR-CFTR; dj760C5.1; CFTR
Especie	Humano
ID de Gen	1080
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-840 del CFTR humano (NP_000483.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13569
Peso Proteico	168kDa
Envío	Bolsa de hielo