

Anticuerpo Policlonal Anti-Cgas Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N884

Número de artículo: CM0030589



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra cGAS humano (síntasa de GMP-AMP cíclico; MB21D1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para investigación en inmunidad innata y detección de ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	cGAS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MB21D1; h-cGAS; C6orf150; cGAS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	115004
GeneID	115004
Inmunógeno	péptido sintético Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-522 de la cGAS humana (NP_612450.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N884
Peso de la Proteína	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo