

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cgas Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N884

Número de artículo: CM0008929



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra cGAS humano (MB21D1, C6orf150), apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce una banda de ~59 kDa. Reactivo clave para estudios de inmunidad innata y detección de ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ac mAb de conejo anti-cGAS
Observaciones/Alias	MB21D1; h-cGAS; C6orf150
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	115004
ID del gen	115004
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 430-522 de cGAS humano (NP_612450.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8N884
Peso proteico	59 kDa
Envío	Bolsa de hielo