

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cgb Para Wb Y Elisa - P0Dn86

Número de artículo: CM0017215



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CGB humano (CGB3/CGB5/CGB8), validado para Western blot y ELISA. Detecta CGB humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del embarazo y el desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CGB Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB
Especie	Humano
GeneID (humano)	1082
GeneID	1082
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P0DN86
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo