

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cgb5 Para Wb, Elisa - P0Dn86

Número de artículo: CM0029195



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CGB5 humano, adecuado para WB y ELISA. Validado para muestras humanas, dirigido a la subunidad beta de la hCG, esencial en el embarazo y la adaptación materna.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CGB5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CGB; HCG; hCGB; CGB5
Especie	Humano
GeneID	93659
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-165 de CGB5 humano (NP_000728.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P0DN86
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo