

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cgb7 Para Wb, Elisa - P0Dn87

Número de artículo: CM0029419

Introducción

CGB7 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal generado en conejo contra la CGB7 humana. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humanos, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre el embarazo y estudios de hCG.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CGB7 Rabbit pAb
Notas / Alias	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	94027
ID de gen	94027
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-165 de la CGB7 humana (NP_149133.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DN87
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo