

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cgb7 Para Wb, Elisa - P0Dn87

Número de artículo: CM0015221

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la subunidad beta 7 de la coriogonadotropina humana (CGB7). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humanos, ratón y rata. Ideal para investigación en biología reproductiva y embarazo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CGB7 Rabbit pAb
Notas/Alias	CGB6; CG-beta-a; CGB7
Especie	Humano
GeneID	94027
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-165 de la CGB7 humana (NP_149133.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P0DN87
Peso molecular de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo