

Anticuerpo Policlonal Anti-Cggbp1 Para Wb, Elisa - Q9Ufw8

Número de artículo: CM0029616

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CGGBP1 validado para WB y ELISA. Reacciona con CGGBP1 humano, una proteína de unión al ADN que se asocia con repeticiones CGG en el promotor de FMR1. 19 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CGGBP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CGGBP; p20-CGGBP; CGGBP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	8545
ID de Gen	8545
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-167 del CGGBP1 humano (NP_003654.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UFW8
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo