

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cgpr Para Wb, Elisa - P10092

Número de artículo: CM0022807

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para el Péptido 2 relacionado con el gen de la calcitonina (CGPR/CGRP2) humano. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Permite la investigación sobre vasodilatación, neurobiología y señalización del receptor CGRP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CGPR
Observaciones/Alias	CALC2; CGRP2; CGRP-II
Especie	Humano
GeneID	797
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-120 de la CGPR humana (NP_000719.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P10092
Peso molecular de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo