

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cgref1 Para Wb, Elisa - Q99674

Número de artículo: CM0015680

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CGREF1, un regulador del crecimiento celular y proteína de adhesión. Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación en cáncer y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CGREF1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CGR11; CGREF1
Especie	Humano
GeneID (humano)	10669
GeneID	10669
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-200 de CGREF1 humano (NP_006560.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q99674
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo