

Anticuerpo Policlonal Anti-Cgrp Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01258 / P06881

Número de artículo: CM0030279



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CGRP humano (péptido relacionado con el gen de la calcitonina), adecuado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo del calcio y neuropéptidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CGRP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CT, KC, PCT, CGRP, CALC1, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	796
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 49-128 del CGRP humano (NP_001029125.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01258/P06881
Peso Proteico	13kDa/15kDa
Envío	Bolsa de hielo