

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chac1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Bux1

Número de artículo: CM0016797

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CHAC1 humano. Adecuado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta CHAC1, una enzima proapoptótica implicada en la respuesta a proteínas mal plegadas y la regulación de la vía Notch. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHAC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	CHAC1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	79094
ID del gen	79094
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-222 de CHAC1 humano (NP_077016.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BUX1
Peso proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo