

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chad Para Wb, Elisa - O15335

Número de artículo: CM0018674



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína condroadherina (CHAD) humana, adecuado para western blot (WB) y ELISA. Útil para investigar la biología de la matriz extracelular del cartílago y los mecanismos de adhesión de los condrocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHAD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLRR4A; CHAD
Especie	Humana
GeneID (humano)	1101
GeneID	1101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-359 de CHAD humana (NP_001258.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O15335
Peso de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo