

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Champ1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jm3

Número de artículo: CM0013711



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CHAMP1 validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de alineación de cromosomas mitóticos y cinetocoros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHAMP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CAMP; CHAMP; MRD40; ZNF828; C13orf8; NEDHILD; CHAMP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	283489
ID de Gen	283489
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 563-812 del CHAMP1 humano (NP_115812.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96JM3
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo