

Anticuerpo Policlonal Anti-Chat Para Wb, Ihc, If, Elisa - P28329

Número de artículo: CM0018231



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CHAT (colina O-acetiltransferasa), validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta específicamente CHAT humano, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones en neurociencia y neuromusculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHAT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1103
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 331-630 de CHAT humano (NP_065574.4))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P28329
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo