


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Chat Para Wb, Elisa - P28329

Número de artículo: CM0002727



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la colina O-acetiltransferasa (ChAT) humana. Validado para WB y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para investigación colinérgica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ChAT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1103
GeneID	1103
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28329
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo