


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chat Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28329

Número de artículo: CM0022648



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CHAT humano (Colina O-acetiltransferasa), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. ~83kDa. Ideal para estudios de sinapsis colinérgica y neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHAT Conejo pAb
Observaciones/Alias	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1103
GeneID	1103
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de CHAT humano (NP_065574.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28329
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo