

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chchd3 (Validado Mediante Ko) Para Wb, Elisa - Q9Nx63

Número de artículo: CM0022857

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHCHD3 humano (Mic19), validado mediante KO, adecuado para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios del complejo MICOS mitocondrial y de la morfología de las crestas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] CHCHD3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	Mic19; MINOS3; MICOS19; PPP1R22; D3
Especie	Humana
GeneID (humano)	54927
GeneID	54927
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-227 de CHCHD3 humano (NP_060282.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9NX63
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo