


Anticuerpo Policlonal Anti-Chchd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q1

Número de artículo: CM0018901



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHCHD4/MIA40 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para el estudio de importación en el espacio intermembranal mitocondrial y plegamiento de proteínas sensible a redox; presenta reactividad cruzada con rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHCHD4 Rabbit pAb
Notas/Alias	MIA40; TIMM40; CHCHD4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	131474
GeneID	131474
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de CHCHD4 humano (NP_001091972.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonares
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8N4Q1
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo