


Anticuerpo Policlonal Anti-Chchd4 (Pab De Conejo) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N4Q1

Número de artículo: CM0014123



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CHCHD4 humano (MIA40), validado para WB, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudiar la importación de proteínas mitocondriales y el ensamblaje de la cadena respiratoria. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHCHD4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MIA40; TIMM40; CHCHD4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	131474
GeneID	131474
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 de CHCHD4 humano (NP_001091972.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N4Q1
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo