


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Chchd4 Para Wb, Ihc, If, Elisa - Q8N4Q1

Número de artículo: CM0012237



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CHCHD4 (MIA40), validado para aplicaciones de WB, IHC, IF y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] mAb de conejo anti-CHCHD4
Observaciones/Alias	MIA40; TIMM40
Especie	Humano
ID del gen (humano)	131474
ID del gen	131474
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de CHCHD4 humano (NP_001091972.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8N4Q1
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo