

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chchd6 Para Wb, Elisa - Q9Brq6

Número de artículo: CM0017403

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana CHCHD6 (subunidad MIC25 del complejo MICOS), adecuado para WB y ELISA. Se dirige a una proteína de la membrana interna mitocondrial crucial para la arquitectura de la unión de las crestas. Reacciona de forma cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CHCHD6
Observaciones/Alias	CHCM1; Mic25; MICOS25; PPP1R23; CHCHD6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	84303
ID del Gen	84303
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-235 de la CHCHD6 humana (NP_115719.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9BRQ6
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo