


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chchd7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Buk0

Número de artículo: CM0023515



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CHCHD7 humano (COX23). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Ideal para la investigación mitocondrial y estudios de reordenamiento cromosómico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHCHD7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COX23; CHCHD7
Especie	Humano
ID de Gen	79145
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-97 de CHCHD7 humano (NP_077276.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BUK0
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo