


Anti-Chd1 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, Elisa - O14646

Número de artículo: CM0005326



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-CHD1 validado para WB y ELISA. Se dirige al CHD1 humano, un remodelador de cromatina dependiente de ATP implicado en la transcripción y el empalme. Ideal para la investigación epigenética y del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHD1 Conejo mAb
Observaciones/Alias	CHD-1; PILBOS; CHD1
Especie	humano
GeneID	1105
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1510-1710 del CHD1 humano (NP_001261.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14646
Peso Proteico	197 kDa
Envío	Bolsa de hielo