

Anticuerpo Policlonal Anti-Chd2 Para Wb, Elisa - O14647

Número de artículo: CM0024747

Introducción

Valide la función de remodelación de la cromatina CHD2 con este anticuerpo policlonal de conejo, adecuado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en epigenética y miogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHD2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EEOC; DEE94; CHD2
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	1106
ID de Gen	1106
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-223 del CHD2 humano (NP_001036037.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14647
Peso Proteico	211kDa
Envío	Bolsa de hielo