

Anticuerpo Policlonal Anti-Chd2 Para Wb, Elisa - 014647

Número de artículo: CM0014021

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CHD2 validado para WB y ELISA contra CHD2 humano. Ideal para estudios de remodelación de la cromatina, miogénesis y regulación transcripcional en líneas celulares humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHD2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	EEOC, DEE94, CHD2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1106
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1729-1828 de CHD2 humano (NP_001262.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O14647
Peso proteico	211kDa
Envío	Bolsa de hielo