

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Chd3 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q12873

Número de artículo: CM0007931

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-CHD3 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta CHD3 humano, de ratón y rata, un remodelador de cromatina del complejo NuRD de 227 kDa involucrado en la represión transcripcional. Ideal para investigación en epigenética.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nombre del Producto           | mAb de Conejo CHD3                   |
| Observaciones/Alias           | ZFH; Mi-2a; SNIBCPs; Mi2-ALPHA; CHD3 |
| Especie                       | Humano                               |
| GeneID (Humano)               | 1107                                 |
| GeneID                        | 1107                                 |
| Inmunógeno                    | Péptido Sintético                    |
| Fuente                        | Conejo                               |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales             |
| Aplicación                    | WB, IF-P, IHC-P, ELISA               |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                  |
| SWISS                         | Q12873                               |
| Peso Molecular de la Proteína | 227kDa                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                       |