

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chd3 Para Wb, Elisa - Q12873

Número de artículo: CM0023413

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHD3 (Mi-2alpha), validado para WB y ELISA. Para la investigación de remodelación de cromatina y del complejo NuRD. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZFH; Mi-2a; SNIBCPS; Mi2-ALPHA; CHD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1107
GeneID	1107
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1900-2000 del CHD3 humano (NP_001005273.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12873
Peso Proteico	227kDa
Envío	Bolsa de hielo