


Anticuerpo Monoclonal Anti-Chd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14839

Número de artículo: CM0007135



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CHD4 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. El objetivo es un remodelador de cromatina dependiente de ATP del complejo NuRD, involucrado en la regulación de la transcripción y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CHD4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
Especie	Humana
ID del gen	1108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1520-1700 de CHD4 humana. (NP_001264.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14839
Peso molecular de la proteína	218kDa
Envío	Bolsa de hielo