


Anticuerpo Policlinico Anti-Chd4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14839

Número de artículo: CM0016346



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CHD4 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Para estudios de remodelación de cromatina y reparación del ADN. Swiss-Prot: Q14839.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHD4 Rabbit pAb
Notas/Alias	CHD-4; Mi-2b; SIHIWES; Mi2-BETA; CHD4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1108
GeneID	1108
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1520-1690 de CHD4 humano (NP_001264.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14839
Peso Proteico	218kDa
Envío	Bolsa de hielo