

Anticuerpo Policlonal Anti-Chd9 Para Wb Y Elisa - Q3L8U1

Número de artículo: CM0018320

Introducción

pAb de Conejo anti-CHD9 - validado para WB y ELISA. Detecta CHD9 humano y de ratón (predicho 326 kDa), un remodelador de cromatina implicado en la regulación transcripcional. Inmunógeno recombinante (aa 85-190). Para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo anti-CHD9
Observaciones/Alíase	AD013; CHD-9; CReMM; KISH2; PRIC320; CHD9
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	80205
ID de Gen	80205
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 85-190 del CHD9 humano (NP_079410.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q3L8U1
Peso Proteico	326kDa
Envío	Bolsa de hielo