

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chemerin Para Wb, Elisa - Q9Dd06

Número de artículo: CM0030257

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Chemerin de ratón (Rarres2), validado para Western blot y ELISA. Reacciona con ratón y rata. Adecuado para la investigación de adipocinas, inflamación y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Chemerin Rabbit pAb
Observaciones/Alias	0610007L05Rik
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	5919
ID de Gen	71660
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-162 de la Chemerin de ratón (NP_082128.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9DD06
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo