

Anticuerpo Policlonado Anti-Cherp Para Wb, Elisa - Q8lwx8

Número de artículo: CM0030596

Introducción

Anticuerpo Policlonado de conejo contra CHERP validado para WB y ELISA. Detecta la proteína CHERP de humano, ratón y rata. Ideal para estudios sobre homeostasis del calcio y función del retículo endoplásmico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHERP Rabbit pAb
Notas/Alias	SRA1; DAN16; SCAF6; CHERP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10523
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 650-750 de la CHERP humana (NP_006378.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IWX8
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo