

Anticuerpo Policlonal Anti-Chga Para Wb, Elisa - P10645

Número de artículo: CM0020780



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CHGA validado para WB y ELISA. Reacciona con CHGA humana y de ratón (51 kDa), una proteína de la familia de las graninas que regula la secreción de hormonas y la inmunidad innata. Adecuado para la investigación neuroendocrina y cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHGA pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CGA; PHE5; PHES; CHGA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1113
ID de Gen	1113
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-380 de la CHGA humana (NP_001266.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10645
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo