

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chgb Para Wb, Elisa - P05060

Número de artículo: CM0026563

Introducción

CHGB Rabbit pAb (SCG1) para WB y ELISA. Detecta la secretogranina-1 humana y de ratón, una proteína de gránulos secretorios neuroendocrinos. Adecuado para investigación en médula suprarrenal, feocromocitoma y estudios de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHGB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCG1; CHGB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1114
ID del Gen	1114
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de CHGB humano (NP_001810.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P05060
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo