

Anticuerpo Policlonico Anti-Chi3L2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15782

Número de artículo: CM0030523



Introducción

Anticuerpo Policlonico de conejo anti-CHI3L2 validado para WB, IHC-P y ELISA. Dirigido contra la quitinasa 3-like proteína 2 humana (YKL-39), una lectina secretada con alta expresión en condrocitos, ideal para estudios de biología del cartílago.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHI3L2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHIL2; YKL39; YKL-39; CHI3L2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1117
ID del Gen	1117
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-390 de la CHI3L2 humana (NP_003991.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q15782
Peso Molecular	44kDa
Envío	Bolsa de hielo