


Anticuerpo Policlonal Anti-Chia De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Bzp6

Número de artículo: CM0030168



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la quitinasa mamífera ácida humana (CHIA), apto para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Úselo para investigación sobre metabolismo de la quitina, inmunidad Th2 e inflamación pulmonar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CHIA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
Especie	Humano
GenelD (humano)	27159
GenelD	27159
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-368 de la CHIA humana (NP_001244932.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZP6
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo