


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chia Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzp6

Número de artículo: CM0028254



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la quitinasa ácida de mamífero (CHIA) humana para aplicaciones de Western blot, IHC y ELISA. Adecuado para la investigación del metabolismo de la quitina, la inmunidad Th2 y el asma. Reacciona cruzadamente con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHIA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHIT2; AMCASE; TSA1902; CHIA
Especie	Humano
GeneID (humano)	27159
GeneID	27159
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-368 de la CHIA humana (NP_001244932.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BZP6
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo