

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL12B De Pollo Para Wb Y Elisa - Q6X0K9

Número de artículo: CM0023560

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la IL12B de pollo validado para WB y ELISA. Reconoce la IL-12B (IL-12p40) de pollo, una subunidad de citoquina secretada de 36 kDa. Ideal para la investigación en inmunología aviar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra la IL12B de pollo
Observaciones/Alias	IL-12B; IL-12p40
Especie	Gallus
GeneID	404671
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 21-315 de la IL12B de pollo (NP_998736.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Gallus
SWISS	Q6X0K9
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo