


Anticuerpo Policlonal Anti-Chk1 Para Wb, Elisa - 014757

Número de artículo: CM0022767



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Chk1 humana (Quinasa del punto de control 1), validado para WB y ELISA. Apto para investigación del punto de control del ciclo celular y respuesta al daño del ADN. Reconoce la proteína Chk1 humana, ~54 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Chk1
Observaciones/Alias	CHK1; Chk1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1111
GeneID	1111
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 148-307 de Chk1 (NP_001265.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O14757
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo