


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Chk1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14757

Número de artículo: CM0009279



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Chk1 de alta calidad para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Reacciona con Chk1 humana, una quinasa de punto de control de 54 kDa implicada en la respuesta al daño del ADN y la regulación del ciclo celular. Ideal para estudios oncológicos y de integridad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Chk1
Observaciones/Alias	CHK1; CHEK1; Chk1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1111
ID del gen	1111
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Chk1 humana (O14757).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O14757
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo