


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chk1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14757

Número de artículo: CM0028010



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Chk1 validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta Chk1 humano, de ratón y de rata (54 kDa). Ideal para la investigación del punto de control del ciclo celular y la reparación del daño en el ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Chk1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CHK1; Chk1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1111
ID de Gen	1111
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 148-307 de Chk1 (NP_001265.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14757
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo