

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Chk2 (Chk2) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O96017

Número de artículo: CM0003957



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Chk2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reconoce la Chk2 humana (O96017), una quinasa de punto de control del daño en el ADN. Ideal para investigación en ciclo celular, cáncer y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Chk2
Observaciones/Alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425; Chk2
Especie	Humano
ID del Gen	11200
Immunógeno	Péptido Sintético · Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Chk2 humana (O96017).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O96017
Peso Proteico	15-38 kDa/50-65 kDa
Envío	Bolsa de hielo