

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chk2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O96017

Número de artículo: CM0016467



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la quinasa Chk2 (CHEK2) humana, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Ideal para estudiar la respuesta al daño del ADN, los puntos de control del ciclo celular y las vías de señalización de la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Chk2
Observaciones/alias	CDS1; CHK2; LFS2; RAD53; hCds1; HuCds1; PP1425
Especie	Humana
ID del gen (humano)	11200
ID del gen	11200
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de Chk2 humana (NP_009125.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O96017
Peso molecular	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo