

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chm Para Wb, Elisa - P24386

Número de artículo: CM0026931

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CHM humano (REP-1, proteína coroideremia). Inmunógeno recombinante (aa 120-210). Validado para Western blot y ELISA. Esencial para la investigación de la geranilgeranilación y el tráfico de Rab.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TCD; GGTA; REP-1; DXS540; HSD-32; CHM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1121
GeneID	1121
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-210 de CHM humano (NP_000381.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P24386
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo