

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Chml Para Wb, If/Icc, Elisa - P26374

Número de artículo: CM0024495

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CHML humano (REP2), componente A de la Rab geranilgeraniltransferasa, validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Apto para estudios de prenilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CHML Conejo pAb
Observaciones/Alias	REP2; CHML
Especie	Humano
Human GeneID	1122
GeneID	1122
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CHML humano (NP_001812.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P26374
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo